



BOSCH

Clinometro Digital

GIM 120 | 3 601 K76 800

Tabela de Conteúdo

Lista de peças de reposição.....	2
Instruções de lubrificação para produto.....	3
Informações sobre o produto.....	4
Figura - Tipo.....	5

Lista de peças de reposição

Posição	Número de peça	Descrição	Figura	Preço	Quantidade	Grupo de preço
1	1 619 PA9 397	Tampa	1	2,19 € *	1	15
4	1 619 PA8 559	Quadro	1	0,59 € *	1	10
32	1 619 PA8 553	Tampa De Bateria	1	1,48 € *	1	13

* Os preços indicados são orientativos sem IVA.

Instruções de lubrificação para produto : Clinometro Digital - GIM 120 - 3 601 K76 800


Não há instruções de lubrificação disponíveis para este produto

Informações sobre o produto : Clinometro Digital - GIM 120 - 3 601 K76 800

Número do produto	3 601 K76 800
Descrição	Clinometro Digital
DIN-Text	
ID_Text_Ext	
Nome da ferramenta	GIM 120
Tensão_1	
ID de país do produto	EU

Figura - Tipo - E

3 601 K76 800
Issue | 15-06-30
Stand | Fig./Abb. 1



Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones